

DV2T viskozimetr s funkcí Gel Timer

pro gel coaty, termosetické pryskyřice a zalévací hmoty



Co je zahrnuto?

Vybraný přístroj:

Doporučený: DV2TRV viskozimetr

GT-2000

Magnetická spojka (otvor 6 mm)

Skleněné vřetenno (6 mm průměr)

Laboratorní stojan se zarážkou pro nastavení ponoru vřetenno

Teplotní čidlo

Volitelné příslušenství

Robustní kuličkové ložisko (pro torzní modely RV/HA/HB)

Magnetická spojka pro měřicí hlavu

Magnetická spojka pro sestavu vřetenno

Háčkové spojky (SP1-UC-Y, YDX-1) pro sestavu spojky vřetenno

RheocalcT software (DV2T a DVNext)

Sada 10 skleněných vřetenno (GT-1010)

Měřicí systém

- Magnetická spojka se skleněným vřetenem
- Teplotní čidlo
- **Náhrada za Gel Timer firmy Sunshine**

Snadné použití

- Skleněné vřeteno je zasunuto v kompresní spojce
- Test měření do hodnoty torze je automatický
- Na konci testu je vřeteno snadno odpojeno
- Přístroj se používá jako gel timer nebo viskozimetr

Měřicí metoda

- Měří se hodnota torze, která odpovídá době gelace
- Zvolí se "Test do hodnoty torze"
- Skleněné vřeteno se ponoří do vzorku
- Start testu: vřeteno rotuje rychlostí 1 ot/min
- Doba gelace je čas, za který byla dosažena definovaná
- hodnota torze

Volitelné: Měření maximální teploty exotermu

Zobrazované informace

- Gel time (doba gelace)
- Hodnota teploty v °C nebo °F

DV2T viskozimetr s funkcí Gel Timer je možné řídit volitelným softwarem RheocalcT.



synpo